

NEU

Thermo Scientific Heratherm Mikrobiologische Inkubatoren Standgeräte – sicher, einfach, effizient

Thermo Scientific™ Heratherm™ Standgeräte sind die richtige Wahl bei hohem Probenaufkommen und großen Proben.

General Protocol Inkubatoren mit natürlicher Konvektion minimieren das Austrocknen der Proben. Advanced Protocol Security Modelle mit Umluftbetrieb bieten eine noch höhere Temperaturgenauigkeit, um absolut reproduzierbare Ergebnisse sicherzustellen.

750 | | 400 |



Thermo
SCIENTIFIC

sicher, einfach, effizient

NEU



Sicher

- Hervorragende Temperaturkonstanz zum Schutz Ihrer wertvollen Proben
- Automatischer Übertemperaturalarm
- Sichere Beobachtung Ihrer Proben durch die innenliegende Glastür, ohne die Temperatur zu beeinflussen

Anwenderfreundlich

- Einfache Temperatureinstellung über intuitive Bedienelemente
- Großes, gut ablesbares Vakuumfluoreszenz-Display
- Einfache Kalibrationsroutine

Optionales Edelstahlgehäuse für Advanced Protocol Security Modelle

Erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen pharmazeutischer und klinischer Labore.

Heratherm

General Protocol Modelle

- Zwei Größen (400 l und 750 l)
- Natürliche Konvektion minimiert das Austrocknen der Proben
- Flexibles Einlagensystem für optimale Raumnutzung
- Feststellbare Rollen für einfachen Transport

Heratherm

Advanced Protocol Security Modelle

- Umlufttechnologie gewährleistet optimale Temperaturverteilung mit verbesserter Temperaturkonstanz von $\pm 0,2$ bis $0,3$ °C
- Temperaturbereich von 5 °C über der Umgebungstemperatur bis 105 °C für Applikationsflexibilität: die Geräte können auch für Trocknungsapplikationen verwendet werden
- Einzigartiger 140 °C-Dekontaminationszyklus macht ein separates Autoklavieren von Einbauten und den Einsatz von toxischen Desinfektionsmitteln überflüssig

GENERAL PROTOCOL STANDGERÄTE

NATÜRLICHE KONVEKTION

BESTELL-NUMMER	MODELL	INNENVOLUMEN/L	NENN-TEMPERATUR °C
51029322	IGS400	405	75
51029334	IGS750	747	75

SS: Edelstahlgehäuse

ADVANCED PROTOCOL SECURITY STANDGERÄTE

UMLUFT

BESTELL-NUMMER	MODELL	INNENVOLUMEN/L	NENN-TEMPERATUR °C
51029325	IMH400-S	381	105
51029326	IMH400-S SS	381	105
51029337	IMH750-S	702	105
51029338	IMH750-S SS	702	105

BESTELLEN SIE NOCH HEUTE

[Name] unter
[Telefon] oder
[E-Mail@eMail.com]

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.thermoscientific.de/heratherm